



K-gripper®




QR-Code scannen und den K-gripper
als Video in Anwendung sehen.
*Scan the QR-Code an see the
K-gripper as clip in use.*

k-gripper.blache-medical.de

 **blache**[®] **medical**

- zum Ein- und Ausbringen von K-Drähten
- Einhandbedienung
- seitliche Einführung von K-Drähten

- *for insertion and removal of K-wires*
- *one-handed operation*
- *lateral introduction of K-wires*




BSI-02-280

K-gripper small
140 mm / 5 1/2"
K-wire
ø 1,0 – 1,6 mm




BSI-02-285

K-gripper medium
140 mm / 5 1/2"
K-wire
ø 1,6 – 2,0 mm



BSI-02-290

K-gripper large
140 mm / 5 1/2"
K-wire
ø 2,0 – 2,8 mm



blache medical GmbH & Co. KG
D-78669 Wellendingen
Tel. +49 (0) 7426 6048990
info@blache-medical.de

www.blache-medical.de